



LIGNE D'IMPLANT
INTERNA®

3.0



Human Technology

NOUVELLE LIGNE D'IMPLANT **3.0**



**LA SOLUTION IDÉALE POUR TRAITER DES PATIENTS
PRÉSENTANT DES ATROPHIES OSSEUSES HORIZONTALES**

A close-up, 3D-rendered image of two dental implants. The implant on the left is shown from a perspective that highlights its internal, wavy, blue-colored channel. The implant on the right is shown from a perspective that highlights its external, multi-faceted, and textured surface. Both implants have a threaded, cylindrical body.

**Limite les besoins d'augmentation osseuse
et réduit la durée des interventions chirurgicales.**

INDICATIONS GÉNÉRALES:

EDENTEMENT PARTIEL OU TOTAL AVEC ATROPHIE TRANSVERSALE SÉVÈRE

INDICATION Ø 2.5 :

Plusieurs restaurations vissées au Multi-Im
Jamais de restaurations unitaires ou directes sur l'implant

INDICATION Ø 3.0 :

Il est recommandé pour plusieurs restaurations. Il pourrait être utilisé dans les restaurations unitaires dans l'occlusion de:
 - incisives latérales inférieures et supérieures
 - agénésies

INDICATION Ø 3.3 :

Restaurations multiples
 Restaurations unitaires en occlusion

CARACTÉRISTIQUES

Connexion Interna® HEXALOBULAIRE

Une géométrie que évite les points de fatigue et permet une bonne distribution des charges (axiales, latérales et de torsion).

CONNEXION



PLATEFORME 3.0mm prosthodontique

Favorise les émergences transgingivales étroites.


SURFACE

Surface UNICCA®
 Triple rugosité
 Modifiée avec ions calcium



CORPS

▶▶▶ Ø: 2.5 mm / 3.0 mm / 3.3 mm
 Adapté aux atrophies maxillaires sévères.



Apex CONIQUE
 sur implants de longueur classique.



APEX



Apex CYLINDRIQUE
 sur implants courts.



GUIDE D'UTILISATION POUR



IMPLANTS Ø 3.0 / Ø 3.3:

Restaurations multiples et unitaires



IMPLANT Ø 2.5:

2,5



Juste pour restaurations vissées au Multi-Im INTMIP325XX


GUIDE RAPIDE INTERNA



INTERNA®

Plateforme Ø 3.0 mm

PROTHÈSE DIRECTE SUR IMPLANT
ET SUR PILIER



Référence	Ø	Longueur
IIP3CA2555	2.5	5.5 mm
IIP3CA2565	2.5	6.5 mm
IIP3CA2575	2.5	7.5 mm
IIP3CA2585	2.5	8.5 mm
IIP3CA2510	2.5	10 mm
IIP3CA2511	2.5	11.5 mm
IIP3CA2513	2.5	13 mm

Pilier de cicatrisation

Référence	Ø	Longueur
INPC3R33	3,0	3mm
INPC3R34	3,0	4mm

20 Ncm.

Pilier de cicatrisation réduit

Référence	Ø	Longueur
INPC3RRE33	3 - 1,8	3 mm
INPC3RRE34	3 - 1,8	4 mm

20 Ncm.

Transfert d'empreinte

Technique indirecte

Référence	Ø	Longueur
INCI33	3,0	12mm

Analogue de laboratoire

Référence
INRLI3

Cylindre provisoire titane

Référence
INCP130 (Pivotant)
INCP131 (Non pivotant)

RESTAURATIONS INDIRECTES AVEC PILIER UNIT (unitaires vissés)

Pilier UNIT Ø3,5 (Ti Golden)

Référence	Longueur
INTMIUP320	2,0 mm.
INTMIUP325	2,5 mm.
INTMIUP330	3,0 mm.

35 Ncm.

Pointe clé de serrage: **PTTEXX**

Capuchon de protection pour pilier UNIT

Référence	Ø
TPMIUPE	3,5 mm.

10 Ncm.

Transfert d'empreinte pour pilier UNIT

Technique indirecte

Référence
CIMIUPE

Analogue de laboratoire pour pilier UNIT

Référence
RLMIUPE

RESTAURATIONS INDIRECTES AVEC PILIER MULTI-IM (multiple vissé)

Pour implants Ø 3.0 / Ø 3.3 mm

Pilier MULTI-IM® (Ti Golden)

Référence	Longueur
INTMIP320	2,0 mm.
INTMIP325	2,5 mm.
INTMIP330	3,0 mm.
INTMIP335	3,5 mm.
INTMIP340	4,0 mm.

35 Ncm.

Capuchon de protection pour pilier MULTI-IM®

Référence	Ø	Longueur
TPMIEU	4,0	4,0 mm.
TPMIEU1	4,0	3,0 mm.
TPMIPUEX	4-6	4,0 mm.

10 Ncm.

Transfert d'empreinte pour pilier MULTI-IM®

Technique indirecte

Référence	Ø
CIMIPEU	4,0

Analogue de laboratoire pour pilier MULTI-IM®

Référence
RLMIEU

Pour implants Ø 2.5 mm

Pilier MULTI-IM® (Ti Golden)

Référence	Longueur
INTMIP32520	2,0 mm.
INTMIP32525	2,5 mm.
INTMIP32530	3,0 mm.
INTMIP32535	3,5 mm.
INTMIP32540	4,0 mm.

35 Ncm.

Indicateur enr. occlusal

Référence	Ø	Longueur
IROMIEU1	4,0	6 mm
IROMIEU	4,0	9 mm

Référence	Ø	Longueur
IIP3CA3055	3.0	5.5 mm
IIP3CA3065	3.0	6.5 mm
IIP3CA3075	3.0	7.5 mm
IIP3CA3085	3.0	8.5 mm
IIP3CA3010	3.0	10 mm
IIP3CA3011	3.0	11.5 mm
IIP3CA3013	3.0	13 mm

Référence	Ø	Longueur
IIP3CA3355	3.3	5.5 mm
IIP3CA3365	3.3	6.5 mm
IIP3CA3375	3.3	7.5 mm
IIP3CA3385	3.3	8.5 mm
IIP3CA3310	3.3	10 mm
IIP3CA3311	3.3	11.5 mm
IIP3CA3313	3.3	13 mm

Biopilier® titane (Ti Golden)

Référence	Ø	Longueur
INPPT3B33	3.4	3
INPPT3B34	3.4	4

Pilier esthétique Square*

(Non pivotant)

Référence	Ø	Longueur
INPESP30	3.0	0 mm.
INPESP31	3.0	1 mm.
INPESP32	3.0	2 mm.

* Ces pièces s'utilisent avec leurs vis de rétention spécifiques.

Référence (calculable)
CPESPE

Vis de laboratoire:

Pour piliers Square

Référence
INTEPESPE

Pour les autres piliers

Référence
INTEIU16 (court)
INTEIU (long)

Vis d'essayage

Référence
INTTLH (5 pièces)
(hexagonal)

Vis universelle

Or
Référence
INTOOC* (carrée)
35 Ncm

Ti Black
Référence
INTTUH* (hexagonale)
35 Ncm

* non compatibles avec les piliers Square

Cylindre provisoire pour pilier UNIT

Référence (titane)
CPMIUPE

Interface estética Square UNIT

Référence
IESMIUPE

Référence
CIESMIUPE

Cylindre provisoire pour pilier MULTI-IM®

Référence (titane)
CPMIPEU

Référence (esthétique)
CPMIPEUP

Cylindre pour pilier MULTI-IM®

Référence (or)
COMIPEU

Référence (plastique)
CCMIPEU

Interface esthétique Calculable

Référence
IESMIPU

Référence
CIESMIPU

Interface esthétique expansée

Référence
IESMIPUEX

Référence
CIESMIPUEX

Vis de laboratoire pour pilier MULTI-IM® et UNIT®

Référence
TEMIR

Longueur
15 mm
(diamètre réduit)

Vis pour pilier MULTI-IM® et UNIT®

Ti Black
Référence
TTMIR
(hexagonale
tête réduite)
pour angles
entre 0 et 15°
20 Ncm

Ti Black
Référence
TTMI30 (hexagonale)
pour angles
entre 15 et 30°
20 Ncm

Attention : Hexagone
uniquement compatible
avec PTHBXX

Barres articulées pour pilier MULTI-IM®





BTI Commercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAGNE
Tél. : +34 945 140 024
Fax. : +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Filiales

ALLEMAGNE

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Allemagne
Tél. : +49 (0) 7231 428060
Fax. : +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCE

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Mérignac CEDEX · France
Tél. : (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIE

Via Conservatorio, 22
20122 Milano · Italie
Tél. : (39) 02 7060 5067
Fax. : (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIQUE

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Mexique
Tél. : (52) 55 52502964
Fax. : (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

www.bti-biotechnologyinstitute.es

NOTE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

B.T.I.

Biotechnology Institute, S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Espagne
bti.implantes@bti-implant.es

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tél. : (351) 22 120 1373
Fax. : (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

ROYAUME-UNI

870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · Royaume-Uni
Tél. : (44) 01206580160
Fax. : (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tél. : (1) 215 646 4067
Fax. : (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us



BTI APPLI

NOUVEAUTÉS DES PRODUITS

Version iPhone / smartphone

Version iPad / Tablettes (**contenus exclusivement réservés à la clientèle**)