


# PILAR ESTÉTICO SQUARE



**bti.**<sup>®</sup>

Human  
Technology




## PILAR ESTÉTICO SQUARE




### EXCELENTE ESTÉTICA Y GRAN VERSATILIDAD

Nueva gama de pilares Square para prótesis directa a implante, que presentan un Perfil BIO para el mantenimiento a largo plazo de la mucosa gingival.



De gran versatilidad, pueden ser utilizados con o sin camisa calcinable, tanto para la elaboración de prótesis convencionales como para sistemas de CAD/CAM.

# PERMITE UTILIZAR CUALQUIER TÉCNICA DE LABORATORIO



## MODO DE EMPLEO

### SIN CAMISA CALCINABLE

Para prótesis diseñada en CAD/CAM. Se usan como bases mecanizadas, sobre las que se pueden modelar casquillos de Zr, e-max, Ti, Cr-Co y resina.



### CON CAMISA CALCINABLE

Para elaboración de prótesis convencionales atornillada <sup>(1)</sup> y cementada <sup>(2)</sup> (elaboración del poste pilar).

(1)




(2)



## VENTAJAS COMPETITIVAS

1. PRÓTESIS UNITARIA Y MÚLTIPLE DIRECTA A IMPLANTE: ATORNILLADA O CEMENTADA
2. CARGA INMEDIATA EN UNITARIOS ZONA ESTÉTICA.



## PERFIL DE EMERGENCIA BIO: EL MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA MUCOSA GINGIVAL

- Permite elaborar un **perfil de emergencia BIO** adecuado a las necesidades de cada paciente
- **Simplifica la elaboración** de postes a nivel de tiempo y experiencia
- **Sellado hermético** implante-prótesis
- La **versatilidad de alturas** permite escoger el pilar en función del biotipo gingival.



**bti**®

Biotechnology  
Institute  
Human Technology



### **BTI Comercial**

San Antonio, 15 · 5º  
01005 Vitoria-Gasteiz  
(Álava) · Espagne  
Tél : +34 945 140 024  
Fax : +34 945 135 203  
pedidos@bticomercial.com

### **B.T.I.**

**Biotechnology Institute S.L.**  
Parque Tecnológico de Álava  
Leonardo da Vinci ,14  
01510 Miñano (Álava) Espagne  
bti.implantes@bti-implant.es

### **Filiales**

#### **ALEMANIA**

Mannheimer Str. 17  
75179 Pforzheim · **Allemagne**  
Tel.: +49 7231 428060  
Fax: +49 7231 4280615  
info@bti-implant.de

#### **PORTUGAL**

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º  
4100-359 Porto · Portugallo  
Tel: (351) 22 120 1373  
Fax: (351) 22 120 1311  
bti.portugal@bticomercial.com

#### **FRANCIA**

6 Avenue Neil Armstrong  
Immeuble Le Lindbergh  
33692 Merignac CEDEX · France  
Tel: + (33) 556 18 11 18  
info@bti-implant.fr

#### **REINO UNIDO**

870 The Crescent  
Colchester Business Park · Colchester  
Essex CO49YQ · Royaume-Uni  
Tel: (44) 01206580160  
Fax: (44) 01206580161  
info@bti-implant.co.uk

#### **ITALIA**

Via Conservatorio 22  
20122 Milano · Italie  
Tel: (39) 02 7060 5067  
Fax: (39) 02 7063 9876  
bti.italia@bti-implant.it

#### **USA**

1730 Walton Road  
Suite 110  
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA  
Tel: (1) 215 646 4067  
Fax: (1) 215 646 4066  
info@bti-implant.us

#### **MEXIQUO**

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A  
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo  
Messico DF · CP 11520 · Mexique  
Tel: (52) 55 52502964  
Fax: (52) 55 55319327  
bti.mexico@bti-implant.com

[www.bti-biotechnologyinstitute.es](http://www.bti-biotechnologyinstitute.es)

**NOTA:** Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.



### **BTI APP**

NOVEDADES DE PRODUCTO

Versión iPhone / smartphone

Versión iPad / Tablets (**contenidos exclusivos para clientes**)