



# LA SOLUTION POUR LE RETRAITEMENT IMPLANTOLOGIQUE

Kez

Qu'il s'agisse de causes biologiques ou de causes mécaniques, les extractions d'implants sont un défi pour les professionnels de l'implantologie, notamment lorsqu'ils souhaitent conserver un maximum de lit osseux implantaire afin de pouvoir réaliser des insertions immédiates.

**KEXIM** permet une extraction atraumatique des implants en moins de temps et avec une plus grande prédictibilité.

# SYSTÈME ATRAUMATIQUE

L'usage de KEXIM préserve au maximum le volume osseux alvéolaire sur les explantations (2).

Une invasivité minimale du lit autorise, dans de nombreux cas, l'insertion d'implants immédiats postexplantation, ce qui réduit les temps d'attente et les coûts de nouvelles chirurgies pour le patient. Des études sur une grande quantité d'échantillons affichent des taux de réussite de 98,4 % sur les explantations réalisées avec KEXIM<sup>(1)</sup>.



<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> Anitua E, Fernandez-de-Retana S, Alkhraisat MH. Performance of the counter-torque technique in the explantation of nonmobile dental implants. Int J Implant Dent. 2020 Jan 9;6(1):1. doi: 10.1186/s40729-019-0197-z.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Anitua E, Orive G. A new approach for atraumatic implant explantation and immediate implant installation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012 Mar; 113(3):e19-25. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.06.035.



# COMPOSANTS DU KIT



#### **CLÉ À COUPLE INVERSÉ**

Elle permet de rompre facilement l'union entre l'os et l'implant, jusqu'à une limite de 200 Ncm.





## **EXTRACTEURS À USAGE UNIQUE**

Extracteurs de largeurs et longueurs différentes qui permettent de les adapter aux différents implants existant sur le marché.



# **FORETS**

Foret pour la préparation du fond de la connexion qui facilite, dans certaines situations, le maintien sur la zone la plus solide.



# MDPT1

Manche pour transporter l'extracteur.

## **EXTENSEURS**

Jeu d'extenseur de clé à couple inversé.

# ET SI L'EXPLANTATION NÉCESSITE PLUS DE 200 Ncm ?



La trépanation sur uniquement 3-5 mm réduit le couple maximal à moins de la moitié, afin de rompre la connexion implant-os et assurer ainsi le succès de l'explantation.

# **FORETS TRÉPANS**

Forets permettant des coupes ultrafines, afin de réduire le traumatisme sur l'os environnant. Plusieurs diamètres en fonction de la largeur des implants

Non inclus dans le Kit





#### **BTI Comercial**

San Antonio, 15 · 5° 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava) · SPAIN Tel: +34 945 140 024 Fax: +34 945 135 203 pedidos@bticomercial.com

Parque Tecnológico de Álava Leonardo da Vinci ,14 01510 Miñano (Álava) SPAIN bti.implantes@bti-implant.es

**Biotechnology Institute S.L.** 

#### **Filiales**

#### **GERMANY**

Tel. +49 7231 428060 Fax +49 7231 4280615 info@bti-implant.de

#### FRANCE

Tel: (33) 556 18 11 18 info@bti-implant.fr

# ITALIEN

Tel.: +39 0270605067 info@bti-implant.it

## MEXICO

Tel: (52) 55 52502964 Fax: (52) 55 55319327 bti.mexico@bti-implant.com

## **PORTUGAL**

B.T.I.

Tel: (351) 22 120 1373 Fax: (351) 22 120 1311 bti.portugal@bticomercial.com

## UK

Tlf: +44 02039 661873 customerservice@bti-implant.co.uk

# USA

Cell: 610 209 6040 Office: 866 646 4067 info@bti-implant.us

# $www.bti\hbox{-}biotechnology institute.com$

REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.