

KEXIM

KIT DE EXTRAÇÃO
DE IMPLANTES



A SOLUÇÃO PARA O RETRATAMENTO IMPLANTOLÓGICO

Quer seja por causas biológicas ou por causas mecânicas, as **extrações de implantes são um desafio para os implantologistas**, especialmente quando pretendem conservar ao máximo o leito ósseo implantar para poder realizar inserções imediatas.

KEXIM PERMITE UMA EXTRAÇÃO ATRAUMÁTICA DOS IMPLANTES NUM MENOR TEMPO E COM MAIOR PREVISIBILIDADE.

SISTEMA ATRAUMÁTICO

O uso do KEXIM preserva ao máximo o volume ósseo alveolar nas explantações⁽²⁾.

A mínima invasividade do leito permite, em muitas ocasiões, inserir implantes imediatos pós-explantação, reduzindo os tempos de espera e os custos de segundas cirurgias para o paciente.

Estudos de grandes amostras originam taxas de êxito de 98,4% em explantações realizadas com KEXIM⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Anitua E, Fernandez-de-Retana S, Alkhraisat MH. Performance of the counter-torque technique in the explantation of nonmobile dental implants. *Int J Implant Dent.* 2020 Jan 9;6(1):1. doi: 10.1186/s40729-019-0197-z.

⁽²⁾ Anitua E, Orive G. A new approach for atraumatic implant explantation and immediate implant installation. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2012 Mar;113(3):e19-25. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.06.035.

k i m

COMPONENTES DO KIT



CHAVE DE CONTRA-TORQUE

Permite romper com facilidade a união entre o osso e o implante até um limite de 200 Ncm.



EXTRATORES DE USO ÚNICO

Extratores de diferentes larguras e comprimentos que permitem a sua adaptação aos diferentes implantes do mercado.



BROCAS

Broca para preparar o fundo da conexão facilitando, em alguns casos, a fixação na zona mais robusta.



MDPT1

Cabo para transportar o extrator.

EXTENSORES

Conjunto de extensores de chave de contra-torque.

E SE A EXPLANTAÇÃO REQUER MAIS DE 200 Ncm?

O uso destas trefinas em apenas 3-5mm reduz o torque para menos de metade conseguindo-se romper a ligação implante-osso e assegurando-se o êxito da explantação.

BROCAS TREFINAS

Brocas que permitem cortes ultrafinos, reduzindo o trauma no osso circundante. Vários diâmetros segundo o diâmetro dos implantes

Vendidas separadamente. Não incluídas no KEXIM





BTI Comercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Filiais

ALEMANHA

Tel. +49 7231 428060
Fax +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

PORTUGAL

Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

FRANÇA

Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

UK

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

ITALIA

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

USA

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us

MEXICO

Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

www.bti-biotechnologyinstitute.com

NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor



BTI APP
OVOS PRODUTOS

Versão para iPhone / smartphone
Versão para iPad / Tablet (**Área Cliente**)